



Verichem Laboratories提供基于蛋白质的液体临床化学参考材料，用于校准诊断测试系统的准确性。其产品具有卓越的性能，被全球知名生化分析仪器厂家广泛使用。其产品主要优势如下：

- 1.独立赋值--重量分析法赋值，最大程度地减少了共识值，仪器特定值或试剂特定值的使用。
- 2.产品稳定性--出色的长期稳定性。
- 3.方便易用-- 所有液体试剂，可以立即使用，浓度范围通用。
- 4.批次认证-- 基于重量分析的标准试剂盒都随附有特定批次的分析证书（NIST验证）。

货号	产品描述	规格	价格/RMB	运输	效期	备注信息
9000	Urine Chemistry Standard	5 X 15 mL	2635.2		17个月	合成基质，适用于湿式化学尿液检测校准
9020	Urine Uric Acid Standard	5 X 5 mL	1868.8	dry ice	19个月	合成基质，适用于湿式化学尿液检测校准
9040	Ammonia / Iron Standard	5 X 15 mL	2159.4		24个月	非蛋白基质，适用于血氨酶法及铁显色法校准
9046	Ammonia / Iron Standard, Level F	1 X 15 mL	195.2		24个月	不单独出售，与9040一起订购
9200	Electrolyte Standard	5 X 15 mL	2074		18个月	专为台式直接ISE设计，适用于大多数直接/间接ISE与钽火焰法的校准
9210	Carbon Dioxide Standard	5 X 15 mL	829.6			水基质，适用于大部分血清ISE或酶法校准
9216	Carbon Dioxide Standard, Level F	1 X 15 mL	146.4			不单独出售，与9210一起订购，水基质
9240	Serum ISE Standard	5 X 15 mL	1671.4		18个月	适用于大多数直接/间接ISE与钽火焰法的校准，大容量分析仪的扩展范围，NIST验证及批次验证
9410	Enzyme ERTM Verifier 3	6 X 5 mL	3708.4	dry ice	14个月	专为扩展系统设计 适用系统AU, Roche Cobas, Abbott Architect
9417	Enzyme ERTM Verifier, Level G	1X 5 mL	233.6	dry ice	14个月	仅限AU Chemical AST扩大校准验证范围使用
9436	Bilirubin Standard, Level F	2 X 5 mL	414.8			不单独出售，与9450一起订购，开瓶后效期5天
9450	Bilirubin Standard	10 X 5 mL	1830			含蛋白成分的基质，开瓶后效期5天
9456	Tru-Zero™ Bilirubin Standard	2 X 5 mL	317.2			与9450相同基质，直接胆红素/总胆红素浓度为0，开瓶后效期5天
9459	BR2 Bilirubin Calibrator	2 X 5 mL	463.6			专为Advanced Instruments Model BR2 Bilirubin Stat-Analyzer设计，5天（开瓶后）
9460	Total Protein / Albumin Standard	5 X 15 mL	1915.4		24个月	NIST验证
9466	Total Protein / Albumin Standard, Level F	1 X 15 mL	390.4		24个月	不单独出售，与9460一起订购
9480	Microprotein Standard	5 X 15 mL	1915.4		24个月	浓度批间差异小，适用于比浊法或比色法
9500	Matrix Plus™ Chemistry Reference	5 X 15 mL	1878.8		21个月	适用于大多数方法-可见光和紫外线，动力学或终点法
9506	Matrix Plus™ Chemistry Reference, Level F	1 X 15 mL	414.8		21个月	不单独出售，与9500一起订购
9550	Matrix Plus™ Cholesterol Reference	5 X 15 mL	2379		21个月	NIST验证，含有牛血清中的酯化和游离胆固醇
9556	Matrix Plus™ Cholesterol, Level F	1 X 15 mL	488		21个月	不单独出售，与9550一起订购
9560	HDL Cholesterol Verifier	6 X 5 mL	4642.8	dry ice	14个月	超纯蛋白基质消除不精确因素；无需稀释
9670	Ethanol Standard	6 X 5 mL	2537.6		18个月	适用于大部分酶法

订购信息：北京市华信行生物科技有限公司

地址：北京通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南二街10号院(联东U谷西区)6号楼402

电话：010-5637 0298 ext 8008 Email: sales@wasonbiotech.com



Verichem产品通常用于：

- 1.校准验证（精度确定，线性研究，可报告范围验证，确定系统灵敏度）
- 2.新仪器验证
- 3.跟踪正常范围漂移
- 4.能力预测试
- 5.维护后性能评估
- 6.系统对真实值的偏差

货号	产品描述	校验项目
9000	Urine Chemistry Standard	SODIUM, POTASSIUM, CHLORIDE, UREA NITROGEN , CREATININE, CALCIUM, PHOSPHORUS, MAGNESIUM
9020	Urine Uric Acid Standard	URIC ACID
9040	Ammonia / Iron Standard	AMMONIA,TOTAL IRON
9046	Ammonia / Iron Standard, Level F	AMMONIA,TOTAL IRON
9200	Electrolyte Standard	SODIUM, POTASSIUM, CHLORID, LITHIUM, IONIZED CALCIUM
9210	Carbon Dioxide Standard	CARBON DIOXIDE
9216	Carbon Dioxide Standard, Level F	CARBON DIOXIDE
9240	Serum ISE Standard	SODIUM, POTASSIUM, CHLORID, LITHIUM
9410	Enzyme ERTM Verifier 3	AST/GOT, ALT/GPT, ALP/AP, LD/LDH, CK/CPK, GGT/GGPT, AMS/AMY, LP/LIP, CHE
9417	Enzyme ERTM Verifier, Level G	AST/GOT
9436	Bilirubin Standard, Level F	TOTAL BILIRUBIN
9450	Bilirubin Standard	TOTAL BILIRUBIN,DIRECT BILIRUBIN
9456	Tru-Zero™ Bilirubin Standard	TOTAL BILIRUBIN,DIRECT BILIRUBIN
9459	BR2 Bilirubin Calibrator	TOTAL BILIRUBIN
9460	Total Protein / Albumin Standard	TOTAL PROTEIN,HUMAN ALBUMIN
9466	Total Protein / Albumin Standard, Level F	TOTAL PROTEIN,HUMAN ALBUMIN
9480	Microprotein Standard	TOTAL PROTEIN,HUMAN ALBUMIN
9500	Matrix Plus™ Chemistry Reference	GLUCOSE, UREA NITROGEN ,CREATININE,CALCIUM,PHOSPHORUS,MAGNESIUM, MAGNESIUM, TRIGLYCERIDE
9506	Matrix Plus™ Chemistry Reference, Level F	GLUCOSE, UREA NITROGEN ,CREATININE,CALCIUM,PHOSPHORUS,MAGNESIUM, MAGNESIUM, TRIGLYCERIDE
9550	Matrix Plus™ Cholesterol Reference	CHOLESTEROL, URIC ACID
9556	Matrix Plus™ Cholesterol, Level F	CHOLESTEROL, URIC ACID
9560	HDL Cholesterol Verifier	HDL CHOLESTEROL,LDL CHOLESTEROL
9670	Ethanol Standard	ETHANOL

订购信息：北京市华信行生物科技有限公司

地址：北京通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南二街 10号院(联东U谷西区)6号楼402

电话：010-5637 0298 ext 8008 Email: sales@wasonbiotech.com

VERICHEM PRODUCTS FOR YOUR ANALYZER

Abbott Diagnostics:	ARCHITECT (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
	ALINITY (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
Beckman Coulter:	AU SYSTEMS (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
	DxC 700 AU	All multi-level products compatible, Level (F) optional
	UNiCEL DxC (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
Roche Diagnostics:	AVL 9180 / 9181	9200 Electrolyte Standard Kit only
	COBAS C (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
	COBAS INTEGRA (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
Siemens Healthcare:	DIMENSION (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
	ATELLICA (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
	ADVIA (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
Advanced Instruments:	BR2 BILIRUBIN STAT	9450 Bilirubin, 9436 Bilirubin, Level F and 9459 BR2 Bilirubin
		9456 Tru-Zero Bilirubin
Alfa Wassermann:	ACE Alera	All multi-level products compatible, Level (F) optional
EKF Diagnostics (Stanbio)	Altair / Excel	All multi-level products compatible, Level (F) optional
Horiba Medical:	PENTRA (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional
Instrumentation Labs:	GEM PREMIER (all models)	9500 MP Chemistry Reference and 9200 Electrolyte Kits
		9670 Ethanol and 9210 Carbon Dioxide Standard Kits
	GEM OPL & PCL PLUS	9500 MP Chemistry Reference and 9200 Electrolyte Kits
		9670 Ethanol and 9210 Carbon Dioxide Standard Kits
Ortho Clinical:	VITROS	9200 Electrolyte Standard Kit only
Medica Corporation:	EasyLyte	9200 Electrolyte Standard Kit only
	EasyRA	All multi-level products compatible, 9200 Electrolyte Required Level (F) optional
Randox Laboratories:	RX Series (all models)	All multi-level products compatible, Level (F) optional

订购信息：北京市华信行生物科技有限公司

地址：北京通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南二街10号院(联东U谷西区)6号楼402

电话：010-5637 0298 ext 8008 Email: sales@wasonbiotech.com